



Pruebas de Cetones para Diabetes Gestacional


Obtenga Materiales: Taza, tiras, cronometro, hoja de entrada.




Colecte Prueba de Orina: En la taza.




Sumerja: La tira en la orina brevemente.



Sacuda: Para remover el exceso de orina.




Tiempo: Por 15 Segundos.



Lea: Compare la tira con el color en el frasco.



Record: Escriba resultados en la hoja de entrada.

[illegible]

Reporte: Al equipo de diabetes si los resultados son mayor que negativos 3 veces.